

Autoclave AHS-50 DRY / AHS-75-DRY



Sonde flexible PT-2



(Optionnelle)




Imprimante optionnelle

Avantages:

- Mode Agar (40 – 80° C)
- Connexion pour PC
- Sonde flexible (optionnelle)
- Démarrage programmable (24 h)
- Logiciel de contrôle
- Séchage automatique

Courbe de stérilisation



Autoclaves

Autoclave AHS-50 DRY / AHS-75 DRY

Applications:

Utilisés pour la stérilisation de : matériel solide emballé ou non emballé, des objets poreux avec des cavités (type B) peu profondes, verre, liquides, plastique, objets métalliques, sacs de déchets, , etc.

Caractéristiques:

Chambre, couvercle et fermeture en acier inoxydable AISI-304
 Contrôlé par microprocesseur: Dix programmes de stérilisation. Six programmes libres pour l'utilisateur.
 Port de connexion RS-232 pour imprimante ou PC.
 Réservoir d'eau pour l'alimentation de l'autoclave (15) litres (AHS-50)
 (20) litres (AHS-75)
 Remplissage automatique de la chambre de stérilisation
 Séchage automatique.

Sécurité:

Soupape et thermostat de sécurité.
 Dispositif empêchant l'ouverture du couvercle tant que la chambre est sous pression
 Interrupteur niveau de sécurité
 Capteur de couvercle ouvert

Composants fournis avec l'appareil:

Support pour cinq plateaux
 Deux plateaux perforés en acier inoxydable
Ref. BAH-50 (AHS-50), Ref. BAH-75 (AHS-75)
 Plateau auxiliaire



Référence	Capacité	Ø x H.	H x L x P en cm	Temp. °C	Max. bar	Puissance W	Poids Kg.	Rang de temps
AHS-50 DRY	55 L	40 x 40 cm	63 x 76 x 63	100-135	2,2	2.800	125	3 a 180 min.
AHS-75 DRY	75 L	40 x 60 cm	63 x 76 x 83	100-135	2,2	3.200	140	3-180 min.

Autoclave AHS-50/75 DRY Accessoires

Imprimante de table

Imprime le numéro du programme, cycle, la température, la date et heure de chaque stérilisation.
Les messages d'erreur sont aussi affichés.

Référence: ITS



Sonde flexible PT-100

Recommandée pour la stérilisation de liquides en flacons de 1 litre ou plus. Le contrôle se fait depuis le microprocesseur. Cet accessoire doit être installé en usine.

Référence: PT-2



Ruban de contrôle de stérilisation

Rouleau de ruban adhésif pour le contrôle de stérilisation.

Référence: TEST-CT



Autoclave AHS-50/75 DRY Accessoires

Kit connexion RS232 pour PC


Kit pour la connexion et l'usage du logiciel de communication entre l'appareil et le PC.

Il est composé de:

Adaptateur femelle USB-RS232. CD avec les pilotes correspondants.

Câble mâle-mâle DB-9 pour connexion entre l'adaptateur et l'appareil

CD avec le logiciel



Référence: SOFT-RS232